



MACROSPEC L 71

Extrato Pré-curtente

MACROSPEC L 71 é um pré-curtente essencialmente de origem vegetal indicado para processos iniciais de curtimento de solas e vaquetas atanadas. Trata-se de um tanino vegetal modificado quimicamente com baixo teor de taninos e reduzida adstringência.

Propriedades

MACROSPEC L 71 devido às suas características protege a pele contra a ação das soluções concentradas. Com isto permite uma melhor dispersão dos taninos e uma penetração mais profunda e uniforme. Pode ser aplicado após a etapa de piquelagem no próprio banho de píquel ou sem a presença do banho. Recomenda-se o emprego **MACROSPEC L 71** no pré-curtimento de vaquetas atanadas e no pré-curtimento de solas.

Análise Típica

Aspecto Físico: Líquido de coloração marrom

Caráter Iônico: Aniônico

PCF: Isento

Matéria Ativa (%): 44 - 46

pH (sol. Aquosa 10% p/v): 4, 0 - 5,0

Aplicação

No pré-curtimento:

3 - 4% sobre o peso tripa após o píquel

No curtimento vegetal em fulão:

10% sobre o peso do tanino utilizado

Estocagem

MACROSPEC L 71 deve ser armazenado em locais limpos e secos, ventilado e protegido dos raios solares em embalagem fechada por período não superior a 06 (seis) meses.

Apresentação

MACROSPEC L 71 é apresentado na forma líquida, acondicionado em bombonas de 50 ou 200 Kg (peso líquido), podendo ser fornecido em containers.

Toxicologia

Consulte **FISPQ** (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) em nossa web page ou entre em contato com nosso **Departamento de Vendas**.

Para maiores esclarecimentos consulte nosso **Departamento Técnico**:

Telefone: (55 51) **3632.4055** Fax: (55 51) **3632.2499**

e-mail: vendas@tanac.com.br web page: www.tanac.com.br

Esta informação e nossos conselhos técnicos são oferecidos de boa fé mas sem garantias, e aplica-se também quando direitos de terceiros estão envolvidos. A informação é portanto dada como mera indicação e não libera você da obrigação de verificar sua validade e/ou testar nossos produtos apropriadamente para os processos e usos para os quais são destinados.

Revisão: AK0710